


WilmaTM SC

КАТЕТЕР ДЛЯ ДИЛАТАЦИИ ЧКТА

CE
2460

Зауженный радионепроницаемый кончик

Для лучшей видимости баллона во время процедуры ЧКВ



Wilma SC

Бренд А

Уникальный зауженный мягкий кончик


- Чрезвычайно малый размер для более мягкого проникновения
- Оптимальная проходимость
- Минимальное травмирование стенки сосуда

разумная инженерия

**Превосходное
время сдувания***
В среднем менее
8 секунд

*Неопубликованные данные

Увеличение между номинальным и расчетным давлением разрыва (3,0 мм баллон)



Технические характеристики

Совместимость с направителем катетера: 5 F

Материал баллона	Nylon 12
Складывание баллона	Память на 3 складывания
Диаметр баллона	2мм-4.5мм
Длина баллона	9мм-41мм
Профиль входа кончика	0.016" (0.41мм)
Превосходное время сдувания	В среднем менее 8 секунд
Диаметр стержня	Проксимальный 1,95 F, дистальный 2,67 F
Длина катетера	140см
Длина катетера быстрой замены	25см
Маркеры на проксимальной части	90см and 100см
Максимальный рекомендованный проволоочный направитель	0.014" (0.36мм)
Совместимость с направителем катетера	Совместим с 5 F

Шкала растяжимости

Давление [атм]	2.00 мм	2.25 мм	2.50 мм	2.75 мм	3.00 мм	3.50 мм	4.00 мм	4.50 мм
6	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.50	3.97	4.50
8	2.04	2.31	2.54	2.83	3.09	3.59	4.07	4.59
10	2.08	2.35	2.57	2.86	3.14	3.67	4.15	4.68
12	2.13	2.39	2.60	2.89	3.18	3.70	4.21	4.76
14	2.17	2.43	2.62	2.91	3.21	3.74	4.27	4.85
16	2.21	2.48	2.64	2.94	3.25	3.78	4.32	4.93
18	2.25	2.52	2.67	2.97	3.28	3.82	4.38	4.99

Номинальное давление Расчетное давление разрыва

1 атм = 1,01 бар

Матрица размеров

Диаметр баллона	9	13	15	17	20	25	29	37	41
2.00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.25 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.50 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.75 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.50 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.50 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Доступные размеры